



meintrup dws
laborgeräte

www.meintrup-dws.de



Vorstellung des Whitley AsPROvac

Ein All-in-One-Laboraspirator, der sicherstellt, dass biologische flüssige Abfälle schnell und sicher abgesaugt und entsorgt werden können.

Ob es sich um die empfindliche Entfernung von Überständen oder die schnelle Entleerung größerer Kulturflaschen handelt, dieses flexible System verfügt über 15 Vakuumniveaus, um die Aspirationsgeschwindigkeit zu ändern.

Der AsPROvac verfügt über eine neuartige Schnellverschluss-Kappe, eine bruchstichere autoklavierbare 4-Liter-Abfallflasche und eine digitale Anzeige des Vakuumniveaus.

Damit Sie aus einer Vielzahl von Gefäßen absaugen können, verfügt der Handsauger über eine Reihe von Absaugwerkzeugen: eine wiederverwendbare Einzelspitze; und einen Adapter für Einwegspitzen zusammen mit einer wiederverwendbaren 8-Kanal-Spitze und einem 8-Kanal-Adapter für Einwegspitzen.

Das AsPROvac-Laborvakuumsystem ist ideal für die Verwendung mit einer Whitley-Hypoxystation. *

Bitte beachten Sie: * Für die Hypoxystation muss ein Vakuum-Startanschluss vorhanden sein.



Kontaktieren Sie uns
für mehr Informationen

www.meintrup-dws.de | +49 (0) 5962-87290-00

Das AsPROvac-Laborvakuumsystem weist die folgenden Merkmale auf ...

Bereitstellung einer Methode zum sicheren Ansaugen und Entsorgen von biologischen flüssigen Abfällen:



VERMEIDUNG VON FLÜSSIGKEIT/AEROSOL EINTWEICHUNGEN
Selbstschließende Steckverbinder verhindern das Entweichen von Flüssigkeiten und Aerosolen.



SCHNELLKlickDECKEL
Ausgestattet mit einem neuartigen Schnellklickdeckel - ohne Mehrfachdrehschraube, die der vorherige Benutzer zu fest angezogen hat!



BRUCHSICHERE ABFALLFLASCHE
Lieferung mit einer bruchsicheren 4-Liter-Abfallflasche.



LEVEL SENSOR
Flüssigkeitsstand 'voll' Indikator.



AUTOKLAVIERBARE TEILE
Alle Teile, die mit dem flüssigen Abfall in Kontakt kommen, sind autoklavierbar



HYDROPHOBISCHER FILTER
Verfügt über einen 2 µl hydrophoben Filter zum Schutz des Benutzers.



GRIFF ZUM EINFACHEN TRAGEN
Ausgestattet mit einem Griff, der das Tragen der Abfallflasche und das Entleeren des Inhalts erleichtert.



ALL-IN-ONE SYSTEM
Ein zuverlässiges All-in-One-System von hoher Qualität ohne zusätzliche Komponenten.

Bereitstellung einer Methode zum sicheren Ansaugen und Entsorgen von biologischen flüssigen Abfällen:



EINFACHER BETRIEB
Einfache, unkomplizierte Bedienung mit wenig Schulungsaufwand.



FARBCODIERTE ANSCHLÜSSE
Farbcodierte Schlauchverbinder mit Schnellverschluss, damit Sie das Produkt immer korrekt und schnell zusammenbauen können.



INTEGRAL DISPLAY
Das integrierte Display zeigt das ausgewählten Vakuumniveau an - ideal, um das Entleeren großer Gefäße zu beschleunigen oder den Füllstand für die empfindliche und sorgfältige Entfernung kleinerer Mengen biologischer flüssiger Abfälle zu verringern.



KOMPAKTER FUSS
Ein kompakter Fuß, bei dem die Flasche tief im Halter sitzt, um einen soliden, stabilen Boden zu bieten und ein Umkippen der Flaschen zu verhindern.



LEICHTGEWICHT
Leicht, kann also problemlos im Labor bewegt werden.



ERGONOMISCH
Zusätzliche ergonomische Handgriffe an der Basis erleichtern das Anheben und Handhaben der gesamten Einheit.

A07950 / Whitley AsPROvac

A02631 AsPROvac Flaschengriff (inklusive Einkanal-Tipp-Set)

A02632 AsPROvac 4-Liter-Vakuumflasche

A07951 AsPROvac und Vakuum-Startanschluss

Accessories

A08958 Aspirator Griff

A08964 8-Kanal- Tipp Set

A08965 Single Tip Adapter 200µl

A08966 8-Kanal- Tipp Adapter 200 µl

Im Interesse einer Politik der kontinuierlichen Produktverbesserung behält sich das Unternehmen das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Alle Rechte vorbehalten. © 2021 Don Whitley Scientific Limited.